

# FTK-SALT

## TIRAS ANÁLISIS DE PISCINAS

Ref. 113750 (12 un) – 113751 (40 un) – 113752 (4 un).

### CARACTERÍSTICAS

**Descripción:** Tiras reactivas para el análisis de sal (NaCl) en aguas de piscina.

#### Escala:

0 – 2000 – 4000 – 6000 – 8000 ppm NaCl  
0 – 2 – 4 – 6 – 8 gr/L NaCl

**N.º de análisis:** 12 / 40 / 4



### COMPONENTES

Tiras reactivas  
Bote con carta de colores estándar

### INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

- 1) Tome una muestra de agua de 1 cm de profundidad en un recipiente.
- 2) Sumerja la tira y espere a que la línea blanca horizontal de control se vuelva amarilla (4 o 5 min).
- 3) Comparar la altura del cambio de color que se ha generado con la carta de colores.

### CONSEJOS DE CONSERVACIÓN

Mantener el tubo bien cerrado para evitar que entre la humedad. Evitar coger las tiras con las manos húmedas o mojadas. No exponer a la luz solar.

### CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha impresa en el tubo.

